

FICHE PRODUIT

Densimetre Digital Portable Mettler Densito

Référence : SOC-30330857

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le Densimètre électronique portable Densito permet de réaliser des mesures de densité dans tous les secteurs d'activités, du contrôle qualité des marchandises entrantes jusqu'à l'assurance qualité dans l'environnement du procédé pour des produits finaux.

Conçu pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain avec sa robustesse, il peut être manipulé d'une seule main et son utilisation est intuitive.

Échantillonnage facilité

Grâce à la pompe d'échantillonnages intégrés, le remplissage et la vidange de la cellule de mesure s'effectuent automatiquement sur pression du joystick rendant plus confortable la prise de mesure. La vitesse d'échantillonnage peut être ajustée en fonction de la tâche et de l'échantillon.

La conception de l'instrument est ergonomique et légère, il épouse parfaitement la forme de votre main.

Mesurer n'importe où

Excellente visibilité à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à l'écran couleur lumineux. Les bulles ou les anomalies qui peuvent affecter la mesure sont facilement repérables avec la cellule de mesure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

rétro-éclairée.

Dans les environnements difficiles, travailler avec la housse de protection.

Utilisation intuitive

Le Densito guide l'opérateur tout au long des différentes étapes des procédures, avec des indications claires, de la mesure au nettoyage, grâce à l'option de flux de travail guidé intégrée. Les menus et les options sont explicites, et la configuration se fait en quelques minutes.

Gestion améliorée des données

L'instrument permet de stocker jusqu'à 1100 résultats. Pour plus de flexibilité, le logiciel EasyDirect offre une gestion simple des données sur le PC : affichez et filtrez les résultats et créez des graphiques pour surveiller vos échantillons au fil du temps. Imprimez des comptes rendus depuis le logiciel ou directement à partir de l'instrument.

Caractéristiques techniques

Densité - Gamme : 0 - 3 g/cm³

Gamme de température (°C) : 0...50 °C

Taille de l'échantillon: 2 ml

Affichage : Écran couleur 2,4"

Interfaces : USB-A, USB-C

Mémoire : 1100 valeurs

Poids : 355 g

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17004-densimetre-digital-portable-mettler-densito.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com