

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur pharmaceutique, Modèle P300ME7

Référence : SOC-P300ME7

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Réfrigérateur pharmaceutique, Modèle P300ME7

Dimensions (H x L x P) : 2025x600x600mm

Capacité brute : 385 L

Plage de température intérieure : +2 - +8

Conformité à la norme DIN13277

Réfrigérant : R600a

Transmission des données via le réseau RS485

Enregistrement et transfert de la température via USB

Système de contrôle électronique

Affichage LED

Alimentation électrique de secours du contrôleur

Protection contre les basses températures

Refroidissement efficace par ventilateur

Protection contre le contact avec une surface froide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-pharmacie-2-8/17006-refrigerateur-pharmaceutique-modele-p300me7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com