

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour vaccins 71L +2 °C - +10 °C Modèle MC60ASI

Référence : SOC-MC60ASI

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 71L +2 °C ~ +10 °C ; Modèle MC60ASI

Le réfrigérateur pour vaccins modèle MC60ASI a des dimensions pratiques pour une utilisation sur un comptoir ou dans des espaces étroits. Ses roues mobiles, qui facilitent le transport, sont également dotées d'un dispositif de freinage.

Une porte bloquée est proposée en standard et une porte vitrée en option.

Le système de verrouillage de la porte répond à vos besoins de sécurité en empêchant les personnes non autorisées d'accéder aux produits. La porte bloquée avec intérieur en polyuréthane et joint magnétique est de première qualité.

Caractéristiques

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 71

Volume brut (L) / (CFT) : 74

Réfrigérant : R600a

Epaisseur de l'isolation (mm) : 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Plage de température de fonctionnement : +2 °C ~ +10 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Ecran de contrôle : Ecran tactile 4.3

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 1.1

Ampère (A) : 0.6

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Température élevée (mm): : Disponible

Basse température : Disponible

Alarme de porte ouverte : Disponible

Erreur de capteur : Disponible

Erreur de tension secteur : Disponible

Dimensions externes (l*p*h) (mm) : 451*516*771

Dimensions internes (l*p*h) (mm) : 358*435*536

Dimensions externes emballées (l*p*h) (mm) : 520*565*810

Poids net (kg) : 38

Poids brut (kg) 43

Nombre de conteneurs (20"/40"/40 "H) : 88 / 184 / 276

Nombre de chargements de camions de 13,6 m : 312

Étagères : 1 pièce

Type de roues : 4 pieds réglables

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17007-refrigerateur-pour-vaccins-71l-2-c-10-c-modele-mc60asi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com