

FICHE PRODUIT



Turbidimètre portable TB 350 WL

Référence : SOC-040-1001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Idéal pour les tests sur le terrain et les tests environnementaux, le turbidimètre TB350 fournit les mesures les plus fiables pour les échantillons de bas à haut de gamme avec une précision inégalée sur toute la gamme. Sa nouvelle technologie de capteur Multipath 90° BLAC® en fait le meilleur instrument du marché. Obtenez la précision d'un laboratoire comme solution portable.

Fourni prêt à l'emploi avec des cellules d'échantillon, de l'huile de silicone et des étalons de calibration T-CAL® prêts à l'emploi dans un coffret de transport.

Caractéristiques techniques

Source lumineuse : LED blanche

Conformité réglementaire : Approuvé par l'EPA (alternative à l'US EPA 180.1)

Principe : Néphélométrie (Multipath 90° BLAC)

Gamme de mesure : 0,01 - 4000 NTU (FNU)

Résolution : Autoranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU

Précision : $\pm 1,8$ % de la lecture + lumière parasite

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Répétabilité : < 1 % ou ± 0.01 NTU

Lumière diffusée : < 0.014 NTU

Unité affichée NTU, FNU, degrés, mg/L Kaolin, mg/L PSL

Temps de réaction : 7 secondes

Modes de lecture : Célibataire, Signal moy. Fast-Settling

Options d'étalonnage : Étalonnage de la gamme complète de 0 à 4000 NTU

Détecteur : Photodiode en silicium

Mode Ratio : oui

Volume d'échantillon requis : 10 mL (0,4 oz)

Display: Écran tactile en couleur

Taille d'affichage : 55 x 95 mm (L x H)

Interfaces : USB-A, USB-C

Data Logger : 250 mesures, tous les étalonnages, les vérifications et les rétablissements d'usine

Format de transfert des données: .csv

Mode économie d'énergie : oui

Auto - OFF : Sélectionnable

Alimentation : 4 batteries (AA)

3 NiMH-battery pack (AA)

Universal (90 - 240 VAC), via external power supply

Conditions environnementales Température : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Humidité : 0 - 90 % à 30 °C, sans condensation

Humidité : 0 - 80 % à 40 °C, sans condensation

Humidité : 0 - 70 % à 60 °C, sans condensation

Conformité : CE, CSA, FCC A, RoHS, TÜV, UL, WEE

Langues interface d'utilisateur : Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Chinois, Japonais, Néerlandais, Turc, Polonais

Langues Guide de démarrage rapide : Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Chinois, Néerlandais, Turc, Russe

Langues Manuel d'utilisateur complet: Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Néerlandais, Turc, Russe

Dimensions : 155 x 83 x 225 mm

Poids avec emballage : (898 g avec quatre piles alcalines AA)

Livré avec pour chaque turbidimètre un kit de solution d'étalonnage adapté (au total kits d'étalonnage)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17008-turbidimetre-portable-tb-350-wl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com