

FICHE PRODUIT

Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1

Référence : SOC-848015

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1

Description de l'Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1

L'Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1 est un instrument essentiel pour mélanger des microplaques individuelles de différents types.

Caractéristiques de l'Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1:

- Petite empreinte - aussi petite que la plaque elle-même
- Affichage numérique avec réglage de la vitesse et du temps
- Sélection de vitesse de 300 à 1800 RPM Moteur BLDC sans entretien
- Diamètre orbital de 2 mm pour un mélange minutieux, contrôlé par microprocesseur pour une grande précision

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonctionnement silencieux et stable
- Réglage de la minuterie jusqu'à 99 min et mode continu
- Une pince à bascule spéciale pour une protection anti-éclaboussures et un côté intérieur/extérieur simple pour le chargement/déchargement de la microplaque
- Ajustement universel - livré avec des pinces interchangeables pour différentes microplaques (procédure de changement de pince facile et sans outil)
- Mélange homogène dans tous les puits de la plaque
- Livré avec un accessoire pour 20 microtubes de 1,5/2 ml
- Peut être utilisé à l'intérieur des hottes / chambres froides.

Spécifications techniques de l'Agitateur pour microplaques avec réglage du temps, 300-1800 tr/min, modèle MPS 1

- **Nom/Numéro du modèle** : MPS1
- **Poids** : 1,4 kg
- **Diamètre orbital** : 2 millimètres
- **Type de moteur** : Moteur CC sans balais
- **Type d'affichage** : DIRIGÉ
- **Dimensions (L x P x H)** : 127 x 85 x 86 mm
- **Réglage de la vitesse** : 300 à 1800 tr/min
- **Réglage de la minuterie** : Jusqu'à 99 minutes + mode infini
- **Source de courant** : Universel (100 à 230V. 50/60 Hz)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/agitateurs/17012-agitateur-pour-microplaques-avec-reglage-du-temps-300-1800-tr-min-modele-mps-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com