

FICHE PRODUIT

Mini Agitateurs Rotatifs 80-180 tr/min modèle RS-12R

Référence : SOC-848016

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Mini Agitateurs Rotatifs 80-180 tr/min modèle RS-12R

Description du Mini Agitateurs Rotatifs 80-180 tr/min modèle RS-12R

Pour un mélange en douceur de fluides dans des tubes à essai et des récipients en verre de différentes capacités. Ces agitateurs trouvent des applications en pathologie, microbiologie, chimie, biologie moléculaire et biotechnologie.

Les modèles RS-12R sont des agitateurs avec moteur universel AC/DC avec une vitesse maximale de 180 tr/min avec régulateur de vitesse intégré. Ces secoueurs ont une plaque-forme avec 3 rouleaux réglables.

Spécifications techniques du Mini Agitateurs Rotatifs 80-180 tr/min modèle RS-12R

- **Nom/Numéro du modèle** : RS-12R
- **Dimension** : 270 x 260 x 156 mm
- **Plage de vitesse** : 80 à 180 tr/min
- **Taille de la plate-forme** : 7 x 11 pouces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Indicateur de vitesse** : Numérique
- **Orbite tremblante** : 10 millimètres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/17013-mini-agitateurs-rotatifs-80-180-tr-min-modele-rs-12r.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com