

FICHE PRODUIT

Tampon nasal RAPID RHINO, 7.5 cm

Référence : SOC-PRR750365

Points forts

- délais : 48 heures
- conditionnement pansement : Boite de 10 pansements

Description du produit

- Description

Tampon nasal RAPID RHINO, 7.5 cm

Bandage compressif gonflable, solution idéale de traitement unique et rapide de l'épistaxis.

Le **tampon nasal RAPID RHINO** possède un revêtement externe imprégné de CMC qui s'humidifie pour constituer un gel auto-lubrifiant, afin de garantir le confort du patient de l'insertion au retrait.

Ce **tampon nasal** épouse l'anatomie nasale et est conçu spécialement pour prévenir l'adhérence aux tissus ou aux caillots de sang lors du retrait de la fosse nasale.

Dimensions:

Longueur: 7.5 cm

Conditionnement minimum de vente: Lot de 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/17015-tampon-nasal-rapid-rhino-7-5-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
conditionnement pansement	Boite de 10 pansements

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com