

FICHE PRODUIT



Cabinet à flux laminaire vertical, modèle BBS-V800

Référence : SOC-BBS-V800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Cabinet à flux laminaire vertical, modèle BBS-V800

Caractéristiques principales

Modèle: BBS-V800

Taille externe (W * D * H), mm: 802 * 650 * 1550

Taille interne (W * D * H), mm: 800 * 530 * 540

Surface de travail: 660mm

Afficher: Affichage LED

Débit d'air: Moyenne de 0,3 ~ 0,5 m / s, vitesse de l'air réglable.

Matériel: Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien
Table de travail: acier inoxydable 304

Pré-filtre: Fibre de polyester, lavable

Filtre HEPA: Efficacité de 99,999% à 0.3um

Bruit: <60dB

Fenêtre avant: Manuel, verre trempé de 5 mm, anti-UV

Max ouverture: 490mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Lampe d'éclairage: Lampe à LED, 8W * 1
Lampe UV: 20W * 1
Emission de 253,7 nanomètres
Consommation: 350W
Accessoire standard: Lampe à LED, Lampe UV *2, Support de base
Accessoire optionnel: Pied électrique réglable en hauteur
Roulette: Roue universelle avec pieds réglables
Source de courant: 220 V CA $\pm$ 10%, 50/60 Hz; 110V $\pm$ 10%, 60HZ
Poids brut: 116 kg
Taille de l'emballage (L * P * H) mm: 960 * 800 * 1800

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/17016-cabinet-a-flux-laminaire-vertical-modele-bbs-v800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com