

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour vaccins 145L 0 °C - +15 °C Modèle MC170ASI

Référence : SOC-MC170ASI

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 145L 0 °C ~ +15 °C ; Modèle MC170ASI

Le réfrigérateur pour vaccins de 145 litres modèle M170ASI est une option appropriée dans les laboratoires étroits et les chambres d'hôpital ou lorsque de petits volumes sont suffisants pour le stockage des produits. Le réfrigérateur permet de conserver à 4°C les produits qui nécessitent des conditions ambiantes froides, tels que les vaccins et les médicaments. Il est proposé avec une porte en verre en standard et une porte en bloc en option.

Lorsque le courant est coupé, la batterie de 12 V est activée et elle suit la température interne de la glacière pendant 72 heures et l'enregistre. Les produits de valeur sont suivis sans perte de données.

Caractéristiques

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 145

Volume brut (L) / (CFT) : 152

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réfrigérant : R600a

Épaisseur de l'isolation (mm) : 50

Plage de température de fonctionnement : 0 °C ~ +15 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Écran de contrôle : Ecran tactile 4.3

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 1.78Affichage

Ampère (A) : 1.95

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Température élevée : Disponible

Basse température : Disponible

Alarme de porte ouverte : Disponible

Erreur de capteur : Disponible

Non Erreur de tension secteur : Disponible

Dimensions externes (l*p*h) (mm) : 591*654*955

Dimensions internes (l*p*h) (mm) : 490*485*640

Dimensions externes emballées (l*p*h) (mm) : 660*710*1100

Poids net (kg) : 56

Poids brut (kg) : 62

Nombre de conteneurs (20"/40"/40 "H) : 48 / 108 / 108

Nombre de chargements de camions de 13,6 m : 120

Étagères : 2 pièces

Type de roue : Rouleau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-vaccin-0-15/17018-refrigerateur-pour-vaccins-145l-0-c-15-c-modele-mc170asi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com