

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour vaccins 225L +2 °C - +10 °C Modèle M260ASI

Référence : SOC-M260ASI

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 225L +2 °C ~ +10 °C ; Modèle M260ASI

Le réfrigérateur pour vaccins de 225 litres modèle M260ASI est doté d'une fonction d'accès à distance avec Wi-Fi proposée en option qui permet au M260ASI et à tous les autres réfrigérateurs pour vaccins d'être privilégiés. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler la température de l'armoire et s'assurer que les produits sont stockés en toute sécurité.

L'option carte micro SD permet une analyse rétrospective des données de température stockées pendant 10 ans. La carte SD, qui conserve également les enregistrements des pannes de l'armoire, permet un examen détaillé en cas de panne.

Caractéristiques

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 225

Volume brut (L) / (CFT) : 238

Réfrigérant : R600a

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Épaisseur de l'isolation (mm) : 50

Plage de température de fonctionnement : +2 °C ~ +10 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Écran de contrôle : Écran tactile de 4,3 pouces

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 3.93

Ampère (A) : 2,48

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Haute température: : Disponible

Basse température : Disponible

Alarme de porte ouverte : Disponible

Erreur de capteur : Disponible

Non Erreur de tension secteur : Disponible

Dimensions externes (l*p*h) (mm) : 590*646*1606.5

Dimensions internes (l*p*h) (mm) : 489*487*991

Dimensions externes emballées (l*p*h) (mm) : 660*700*1705

Poids net (kg) : 93

Poids brut (kg) : 106

Nombre de conteneurs (20"/40"/40 "H) : 24 / 54 / 54

Nombre de chargements de camions de 13,6 m : 60

Étagères : 3 pièces

Type de roue : Mouvantes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17019-refrigerateur-pour-vaccins-225l-2-c-10-c-modele-m260asi.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com