


**FICHE PRODUIT**

## Réfrigérateur pour vaccins 352L 0 °C - +15 °C Modèle M390ASI

Référence : SOC-M390ASI

**Points forts**

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

### Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 352L 0 °C ~ +15 °C ; Modèle M390ASI

Le réfrigérateur pour vaccins de 352 litres Modèle M390ASI est doté d'une alarme qui se déclenche si la porte reste ouverte pendant plus d'une minute. Sur le panneau de contrôle, l'alarme visuelle se déclenche et l'alarme sonore s'active et alerte les utilisateurs environnants. Le système d'alarme visuelle et sonore s'active de la même manière en cas de coupure de courant et de changement de température et donne un avertissement. Une autre caractéristique conviviale concerne la conception de la porte. Grâce à la fonction de fermeture automatique, la porte se ferme spontanément, quel que soit l'angle d'ouverture.

**Caractéristiques**

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 352

Volume brut (L) / (CFT) : 372

Réfrigérant : R600a

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Épaisseur de l'isolation (mm) : 50

Plage de température de fonctionnement : 0 °C ~ +15 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Écran de contrôle : Écran tactile de 4,3 pouces

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 1.92

Ampère (A) : 1

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Haute température : Disponible

Basse température : Disponible

Alarme de porte ouverte : Disponible

Erreur de capteur : Disponible

Non Erreur de tension secteur : Disponible

Dimensions externes (l\*p\*h) (mm) : 590\*680\*2070.5

Dimensions internes (l\*p\*h) (mm) : 489\*487\*1458

Dimensions externes emballées (l\*p\*h) (mm) : 660\*730\*2150

Poids net (kg) : 110

Poids brut (kg) : 120

Nombre de conteneurs de chargement (20"/40"/40 "H) : 24 / 54 / 54

Nombre de chargements de camions de 13,6 m : 60

Étagères : 5 pièces

Type de roue : Mobile

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17020-refrigerateur-pour-vaccins-352l-0-c-15-c-modele-m390asi.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| Conditionnement | 1         |
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com