


FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour vaccins 600L 0 °C - +15 °C Modèle M660ASI

Référence : SOC-M660ASI

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 600L 0 °C ~ +15 °C ; Modèle M660ASI

L'armoire à vaccins modèle M660ASI, qui a un volume net de 600 litres, est l'une des armoires préférées des grands hôpitaux et laboratoires. En standard, 5 étagères peuvent être réduites ou augmentées en option. Grâce à l'écran tactile TFT LCD de 4,3 pouces en option, les utilisateurs bénéficient d'un suivi visuel et d'une facilité d'utilisation. Grâce à la gestion aisée des menus, les changements et ajustements nécessaires sont effectués rapidement et de manière pratique.

Caractéristiques

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 600

Volume brut (L) / (CFT) : 649

Réfrigérant : R290

Epaisseur de l'isolation (mm) : 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Plage de température de fonctionnement : 0 °C ~ +15 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Écran de contrôle : Écran tactile de 4,3 pouces

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 6.45

Ampère (A) : 3,05

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Haute température : Disponible

Basse température : Disponible

Alarme de porte ouverte : Disponible

Erreur de capteur : Disponible

Non Erreur de tension secteur : Disponible

Dimensions externes (l*p*h) (mm) : 790*714*2207

Dimensions internes (l*p*h) (mm) : 690*553*1702

Dimensions externes emballées (l*p*h) (mm) : 860*755*2280

Poids net (kg) : 136

Poids brut (kg) : 156

Nombre de conteneurs de chargement (20"/40"/40 "H) : 18 / 41 / 41

Nombre de chargements de camions de 13,6 m : 45

Étagères : 5 pièces

Type de roue : Mobile

En Option

Envoi de codes d'alerte par e-mail via WI-FI

Entrée de sonde externe supplémentaire

Couleur extérieure de la carrosserie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Porte de blocage

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17022-refrigerateur-pour-vaccins-600l-0-c-15-c-modele-m660asi.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com