

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pour vaccins 685L 0 °C - +15 °C Modèle M900ASI

Référence : SOC-M900ASI

Points forts

- Conditionnement : 1
- délais : 48 heures

Description du produit

- Réfrigérateur pour vaccins 685L 0 °C ~ +15 °C ; Modèle M900ASI

Le réfrigérateur à vaccins de 685 litres modèle M900ASI à double porte est le réfrigérateur pour vaccins et médicaments qui offre le plus d'espace de stockage avec un volume interne net de 685 litres. Le système d'étagères spécialement conçu permet une circulation maximale de l'air et sa hauteur peut être ajustée en fonction des besoins.

Le corps intérieur en acier inoxydable offre une grande durabilité et une longue durée de vie. Le corps intérieur en acier est également la caractéristique la plus fiable pour garantir des conditions hygiéniques lorsque l'on considère les médicaments, les composants, le sang ou d'autres produits sensibles protégés dans le réfrigérant.

Caractéristiques

Type de cabine : Vertical

Type de refroidissement : Dynamique

Mode de dégivrage : Automatique

Volume net (L) / (CFT) : 685

Volume brut (L) / (CFT) : 740

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réfrigérant : R290

Épaisseur de l'isolation (mm) : 50

Plage de température de fonctionnement : 0 °C ~ +15 °C

Température de réglage : 4 °C

Système de contrôle : Avec microprocesseur

Écran de contrôle : Écran tactile de 4,3 pouces

Tension : 220 / 240 V

Fréquence : 50 Hz

Consommation électrique (24 heures) : 6.89

Ampère (A) : 3,25

Durée de vie de la batterie de secours : 72 heures

Haute température : (mm) Disponible

Température basse : (mm) Disponible

Alarme de porte ouverte : (mm) Disponible

Erreur de capteur : (mm) Disponible

Erreur de tension secteur : (mm) Disponible

Dimensions externes (l*p*h) (mm) : (mm) 907*758.4*2081

Dimensions internes (l*p*h) (mm) : (mm) 805*594*1570

Dimensions externes emballées (l*p*h) (mm) : (mm) 980*810*2160

Poids net (kg) : (mm) 163

Poids brut (kg) : (mm) 174

Nombre de conteneurs (20"/40"/40 "H) : (mm) 14 / 28 / 28

Nombre de camions de 13,6 m : (mm) 41

Étagères : (mm) 5 pièces

Type de roue : (mm) Mobile

En Option

Envoi de codes d'alerte par e-mail via WI-FI

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Entrée de sonde externe supplémentaire

Couleur extérieure de la carrosserie

Porte de blocage

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/17023-refrigerateur-pour-vaccins-685l-0-c-15-c-modele-m900asi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com