


FICHE PRODUIT



Pince Mixter O'Shaugnessy 90°, 14 cm, pour enfant

Référence : SOC-404114

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pince Mixter O'Shaugnessy

Taille : 90°, 14 cm pour enfant

Matière : en acier inoxydable

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dissecteur-d-o-shaugnessy/17028-pince-mixter-o-shaugnessy-90-14-cm-pour-enfant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com