

FICHE PRODUIT

Microtubes 0,6ml maxiclear, code couleur:assortis

Référence : AXY-MCT06-99

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes 0,6ml MAXICLEAR, code couleur: assortis; * Cape attenante avec aplat pour identification et zone centrale mince pour perçage; * En polypropylène; * Fond conique; * Graduation; * Plage dépolie; * Issus de moules polies façon diamant; * Centrifugeables jusqu'à 20 000g; * Utilisables de -40°C à +121°C; * Autoclavables à 121°C, 15 mn; * Version stérile par irradiation: couleur naturelle uniquement; * Pour usage général de laboratoire; * Microtubes non stériles, conditionnés dans des sacs en plastique refermables et sur-emballés dans des boîtes; * Préservés de toute contamination et faciles à stocker; * Capacité: 0,6ml; * 6 couleurs au choix en non stérile; * Codes couleurs: naturel, vert, jaune, bleu, orange, rouge et assortis; * Conditionnement: Carton de 10 000 et sac de 500; * Condition minimum de vente: Boîte de 1000.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-0-6-ml-maxiclear/1703-microtubes-0-6ml-maxiclear-code-couleur-assortis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com