

FICHE PRODUIT

Glacière portable BSC-18/28L (avec refroidissement par air forcé)

Référence : SOC-182803

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Coque en plastique d'ingénierie ABS, doublure en acier inoxydable 304, panier métallique intégré, stockage de classification facile

CARACTERISTIQUES :

- * **Compresseur** : Compresseur DC Inverter Scorp
- * **Matériau du boîtier** : Plastique technique ABS / acier inoxydable 304
- * **Poignée portative** : poignée en alliage d'aluminium standard, boucle pour fixer la sangle, peut être portée à l'épaule ou à la main, ce qui est pratique pour la fixation dans le coffre de la voiture
- * **Manette** : contrôleur de programme numérique à écran tactile
- * **Affichage numérique** : LCD 2,8 pouces
- * **Plage de température, °C** : -20 ~ +10
- * **Précision, °C** : 0,1 (à température ambiante 32 °C)
- * **Source de courant** : AC220V AC, DC12/24V voiture

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Batterie au lithium haute capacité en option pour un fonctionnement indépendant sans alimentation externe.

Dimensions, mm	500x350x350	500x350x440
Taille de l'emballage (LxPxH) mm	573x440x440	573x440x530
Volume, L	18	28
Puissance, W	42	50
Poids net/brut, kg	10,5 / 15,5	12/15
Niveau de bruit, dBc	42	42

Caractéristiques optionnelles :

- Réseau sans fil 4G,
- communication avec la plate-forme cloud de surveillance de la chaîne du froid,
- surveillance de la température de stockage en temps réel
- Imprimante Bluetooth, pratique pour imprimer les enregistrements d'historique de température à tout moment
- prend en charge la fonction d'exportation de données USB, peut exporter le formulaire Excel, prend en charge la création de rapports statistiques ou des graphiques.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17038-glaciere-portable-bsc-18-28l-avec-refroidissement-par-compresseur.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_de_la_glaciere - 18L	SOC-182803-18L	
capacite_de_la_glaciere - 28L	SOC-182803-28L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com