

FICHE PRODUIT

Station de macroscopie et pathologie YS-AS01

Référence : SOC-YS-AS01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La macroscopie est l'une des étapes fondamentales de la préparation de l'échantillon en vue du diagnostic de la pathologie.

Le poste de dégrossissage de pathologie YS-AS01 permet d'évacuer les gaz loin de vos techniciens, quelles que soient les conditions. Il peut également servir de poste secondaire dans les grandes installations plus fréquentées qui ont besoin d'un espace de travail supplémentaire pour répondre aux pics de demande.

Il se compose d'un système de ventilation à contre-tirage et d'un ensemble de plaques grillagées ventilées à contre-tirage : Le système de ventilation à double tirage

Le système de ventilation à double tirage présente les avantages d'un débit d'air accru et d'une souplesse d'ajustement inhérente.

Au fur et à mesure que la surface de travail s'encombre et se bloque, tout au long d'une procédure donnée, le système à double flux s'ajuste automatiquement en augmentant les vitesses de ventilation à travers les zones non bloquées du système, s'assurant ainsi qu'aucune fumée ne s'échappe de la zone de travail.

Les plaques de grilles de balles facilement amovibles assurent un nettoyage rapide après les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

procédures de dégrossissage.

La station de travail polyvalente YS-AS01 maximise l'espace de travail grâce à des commodités standard telles que : Éclairage fluorescent encastré, étagère réglable, robinet à bec pivotant avec poignées de poignet, et plaque de grillage avec évier en option.

Caractéristiques de la station de macroscopie et pathologie

Le poste de grossissement est un poste de travail économique pour la pathologie, avec tous les équipements et accessoires nécessaires pour effectuer les procédures de grossissement de routine.

- Construction en acier inoxydable de l'ensemble de la zone de travail et de tous les panneaux de fermeture extérieurs.
- Évier intégré avec robinet mitigeur
- Conduit d'évacuation pour raccordement au système de ventilation du bâtiment
- Luminaires à LED montés en haut
- Prise double GFCI avec couvercle étanche
- Lampes à incandescence sur bras flexibles
- Récipient de formol avec robinet
- Porte-serviettes en acier inoxydable à pliage en C
- Porte-instruments magnétique
- Planche à dissection en polyéthylène

Spécifications techniques

Dimensions : Largeur 74 cm x Longueur 152 cm x Hauteur 117 cm

Poids : 142 kg

Matériau : Acier inoxydable 304

Tension d'entrée : $220 \pm 10 \%V$ 50/60Hz ou 110V, 60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-salon/17041-station-de-macroscopie-et-pathologie-ys-as01.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com