

FICHE PRODUIT

Tensiomètre sur pied, Modèle Riester Empire 1110

Référence : RIE-1110

Description du produit

- Description

Tensiomètre sur pied, Modèle Riester Empire 1110

Description du Tensiomètre sur pied, Modèle Riester Empire 1110

Mobilité, flexibilité et stabilité statique vérifiées caractérisent ce tensiomètre à colonne de mercure.

Aussi disponible en version sans latex (devant le numéro d'article, veuillez envisager « SL » pour Sans Latex lors de votre commande).

CARACTÉRISTIQUES

- * Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- * Taux de pureté du mercure : 99,99%
- * Tube en verre de précision diamètre intérieur : 4,2 mm +/- 0,2 mm
- * Poire latex avec valve de décompression chromée
- * Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Microfiltre pour une longévité élevée
- * Brassard avec vessie latex, deux tubes
- * Échelle graduée inclinée,

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/17045-tensiometre-sur-pied-modele-riester-empire-1110.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com