

FICHE PRODUIT

Lyophilisateur CHRIST Modèle Alpha 1-2 LSC Basic

Référence : SOC-LSC44573

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Lyophilisateur CHRIST Modèle Alpha 1-2 LSC Basic

Caractéristique

- > - 55°C
- > Condenseur 2.5 Kg
- > Capacité 2 Kg/24h
- > Gaz HC

Lyophilisateur Alpha 1-2 à cuve Inox 316, serpentin à grande surface d'échange, dégivrage.

Version LSCBasic : Ecran tactile TFT couleur, interface utilisateur graphique, utilisation intuitive, multi langue, protection par mot de passe, test de fuite et performance, intervalle de maintenance.

Le lyophilisateur est à compléter par :

- une plaque de base
- une chambre
- une pompe à vide + séparateur d'huile + tuyau
- le capteur de vide non obligatoire qui permettra l'affichage de la pression sur le panneau de commande
- une vanne d'isolement ou l'électrovanne (permet la régulation en complément du capteur de pression)
- une vanne de rupture de vide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- des accessoires pour la chambre

Niveau sonore hors pompe = 49 dB(A), puissance absorbée = 1.2 kW, puissance frigorifique = 430 W, dimension hors chambre (lxhxp) = 315x415x460xmm, poids 28 Kg

Accessoires standards

- Plaque de base pour alpha 1-2 pour chambre 240mm
- Chambre acrylique diam 240x h 295 mm
- Chambre acrylique + 8 connexions diam 240xh295mm
- Robinet avec rodage 29/32
- Capteur de vide complet vcp 63 0.001 à 1000mbar
- Tuyau de connexion dn16/25 1 mètre christ
- Anneau de centrage pbt avec joint torique bnr dn10/16
- Electrovanne à vide dn25 pour alpha et bêta
- Câble alimentation pour pompe 2 p+ t male femelle 2 mètres
- Vanne pour rupture de vide dn 25/25
- Rack 3 étagères diam 200 mm pour alpha 1-2
- Pompe à palettes rz 2.5 2.3 m 3/h 4.10-4 mbar
- Séparateur de brouillard re/rz 2/2.5/5/6 avec raccord olive
- Filtre recharge pour cartouche échappement pr re/rz 2 - re/rz
- Huile pour pompe a palettes 1 litre

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/17050-lyophilisateur-christ-modele-alpha-1-2-lsc-basic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com