

FICHE PRODUIT

Fauteuil de Prélèvement Infirmier

Référence : SOC- DI60211

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Idéal pour un laboratoire d'analyse, le fauteuil médical de prélèvement sanguin vous procure toute la satisfaction d'un matériel adapté à vos besoins. L'inclinaison du dossier et du coussin de pieds favorise la détente du patient, quel que soit le modèle choisi (Hauteur fixe / variable ; électrique / hydraulique). Le coussin de pieds est disponible en version manuelle (indépendant du dossier) ou en version électrique (combiné au dossier).

Capacité jusqu'à 200Kg, hauteur fixe (50cm) ou variable (selon modèle, de 57cm à 77cm pour l'électrique, ou de 52cm à 80cm pour l'hydraulique), mouvement doux, sellerie confort 80mm, plateau à instruments en accessoire,... ce fauteuil médical est 100% dédié au prélèvement sanguin. Il offre aussi la possibilité d'y ajouter une paire d'appui-jambes ou d'étriers pour des examens gynécologiques.

Caractéristiques Standards Du Fauteuil De Prélèvement

- Hauteur fixe ou variable (hydraulique ou électrique)
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Rotation 360° (version hydraulique)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Porte-rouleau côté pieds
- 2 appuis-bras sur rotule
- Sellerie avec revêtement anti-feu M1
- Revêtement époxy polyester gris nuage
- Mousses de 80mm d'épaisseur
- Inclinaison du dossier et du jambier
- Coussin de pied combiné ou indépendant
- Mouvements électriques doux (version électrique).
- Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- Structure facile à nettoyer
- Revêtement avec protection antibactérienne.
- Capacité jusqu'à 200kg (sauf versions électriques : 135kg / nous consulter pour capacité supérieure).
- Sellerie non feu M1.
- Positions déclive et allongée.
- Coussin de pied rabattable.
- Hauteur variable 57 à 77cm (hydraulique) et 52 à 80cm (électrique).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/17052-fauteuil-de-prelevement-infirmier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com