

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse Basse Vitesse (4000 rpm, 15ml/20mlx6), Modèle SC-02

Référence : SOC-032023-2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Centrifugeuse à basse vitesse, type de table, entraînée par un moteur de régulation de vitesse continu sans balai, vitesse de rotation et contrôleur de temps de centrifugation par micro-ordinateur, paramètres de travail définis via le clavier, affichage numérique du temps de centrifugation, de la vitesse de rotation et de la force centrifuge

Arrêt automatique à l'ouverture de la porte pour assurer la sécurité de fonctionnement

Équilibrage automatique, fonctionnement silencieux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

vitesse maximale	4000 tr/min
Rcf max	2432xg
Capacité du rotor	15ml/20mlx6
Augmentation de la température	≤10°C (fonctionnement 20 minutes)
Précision de la vitesse	±30 tr/min
Bruit	≤60dB
Plage de minuterie	1s~99min/suite/centrifuge à court terme
Source de courant	CA 220V 50HZ
Puissance	80VA
Poids	20 Kg
Dimensions (LxIxH)mm	380x305x290

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/17053-centrifugeuse-basse-vitesse-4000-rpm-15ml-20mlx6-modele-sc-02.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com