

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse à basse vitesse (4 000 tr/min), Modèle SC-2546

Référence : SOC-030720

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

La centrifugeuse à basse vitesse SC-2546, structure de bureau entièrement en acier, petite taille, entraînée par un moteur de régulation de vitesse sans balais à courant continu, pas de pollution par le toner.

Le micro-ordinateur contrôle la vitesse et le temps de centrifugation, le clavier définit les paramètres de travail et le cristal liquide affiche le temps de centrifugation, la vitesse et la force centrifuge.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Vitesse max. : 4000 tr/min
RCF max. : 2111 × g
Capacité du rotor : 10 ml × 24
Précision de la vitesse : ±10 tr/min
Bruit : <55 dB
Plage de la minuterie : 1sec~99min59sec
Alimentation : 220V 50Hz 80W
Poids : 20kg
Dimension (L×W×H)mm : 305×400×260

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/17054-centrifugeuse-a-basse-vitesse-4-000-tr-min-modele-sc-2546.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com