

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse à basse vitesse (3300 tr/min), Modèle LC-496

Référence : SOC-040732

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

La centrifugeuse à basse vitesse LC-496 (pour le lavage des cellules), 3300 tr/min, est idéal pour le lavage spécial des globules rouges. Rotor SERO, facile à installer et à retirer, préprogrammé, opération à une touche, très pratique à utiliser.

CARACTERISTIQUES :

- * Structure entièrement en acier, cavité en acier inoxydable
- * Contrôle par micro-ordinateur, écran LCD, touches tactiles pour définir les paramètres
- * Entraînement par moteur à courant continu sans balais, faible bruit et sans pollution
- * Serrure de porte à induction magnétique, ouverture de porte électrique, trou de déverrouillage d'urgence en cas de panne de courant
- * Rotation la vitesse/force centrifuge peut être réglée l'une sur l'autre, affichée de manière synchrone, et l'opération est plus pratique et directe
- * Équipé d'une procédure de standardisation de centrifugation du rotor SERO, opération à une touche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

DONNEES TECHNIQUES :

Vitesse max. : 3300 tr/

min RCF max. : 1100×g

Capacité du rotor : 7 ml × 12

Vitesse Précision : ±20 tr/min

Bruit : <55 dB

Plage de temporisation : 1sec-99h59min59sec

Dimensions : 420(L)×330(W)×290(H)mm

Poids : 20Kg

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/17055-centrifugeuse-a-basse-vitesse-3300-tr-min-modele-lc-496.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com