

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse à basse vitesse (6 000 tr/min), Modèle SC-3616

Référence : SOC-361514

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse basse vitesse
- Capacité du rotor : 20mlx24 (standard)

Description du produit

- DESCRIPTION

Centrifugeuse de table avec contrôle par micro-ordinateur, LCD affichage à cristaux liquides (LCD) AC entraînement du moteur de conversion de fréquence, fonctionnement silencieux propre.

Tige de verrouillage de porte avec double conception, de serrures magnétiques, électriques porte, plus de sécurité et la fiabilité de fonctionnement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Vitesse maximale : 6000 tr/min

Rcf max : 5000xg

Capacité rotor : 250mlx4

Augmentation de la température : $\leq 10^{\circ}\text{C}$ (running 20 minutes)Précision de la vitesse : ± 20 tr/minBruit : $\leq 55\text{dB}$ **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Plage de minuterie : 1 min ~ 99:59:59 (hh: mm: ss) m/continuation/centrifuge à court terme

Alimentation : CA 220V 50HZ

Puissance : 300VA

Poids : 65 kg

Dimensions (LxLxH)mm : 433x580x402

* Adaptateur en option et rotor adapté

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/17056-centrifugeuse-a-basse-vitesse-6-000-tr-min-modele-sc-3616.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse basse vitesse
Capacité du rotor	20mlx24 (standard)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com