

FICHE PRODUIT



Microtome Semi-automatique, Modèle MRS3500

Référence : SOC-MRS3500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le MRS 3500 est un microtome rotatif motorisé ultra-mince et semi-automatique. Conçu pour des applications dans les laboratoires d'histologie, de recherche et industriels. La qualité et la reproductibilité maximales des coupes sont améliorées par une alimentation d'échantillons motorisée de haute précision. L'épaisseur de la coupe est sélectionnable de 0,25 à 100 micromètres. L'épaisseur de coupe / découpe peut être facilement réglée via le tableau de commande frontal. Réglage précis du porte-couteau latéral, avec 3 positions d'arrêt prédéfinies. La pince convient à tous les types de bio cassettes standard et est interchangeable par l'opérateur avec la pince à anneau (en option). Un couteau en acier (en option) et des lames jetables peuvent être utilisés.

Caractéristiques Techniques

- Surface de travail sur le dessus de l'appareil
- Niveau à bulle
- Support en acier inoxydable adapté pour tout type de cassette
- Porte-échantillon orientable sur axes X Y, rotation possible sur 90°

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Possibilité de régler l'épaisseur de la coupe
- Affichage à l'écran de l'épaisseur de la coupe (coupe fine ou dégrossissage) et du nombre de coupes effectuées
- 3 positions d'arrêt de la lame
- Grand bac à déchets intégré
- Livré avec 1 plateau, un porte lames et 1 pince pour échantillons standard.
- Coupe fine : 0,5 microns à 60 micromètres
- Coupe de dégrossissage : de 0,5 microns à 60 micromètres
- Taille d'échantillon max. (lxpxh) 50 x 40 x 60 mm
- Dimensions (lxpxh) : 400 x 540 x 290 mm
- Poids : 25 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-histo-cyto-pathologie/17062-microtome-semi-automatique-modele-mrs3500.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com