

FICHE PRODUIT

Dermatome pneumatique, Kit complet

Référence : SOC-ZR83013

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Dermatome pneumatique, Kit complet

Le DERMATOME Zimmer permet de prélever un greffon cutané en vue d'une greffe de peau.

L'épaisseur de ce greffon varie de 0,05 à 0,75 mm (par incréments de 0,05 mm).

Il est possible de prélever des greffons de largeurs différentes : 2,5 cm; 5 cm; 7,5 cm ou 10 cm.

Le DERMATOMETM peut être alimenté par console électrique ou à air comprimé (tuyau double flux 7 bars).

Il fonctionne avec une lame à usage unique livrée stérile.

Cette lame se fixe à la poignée à l'aide de deux vis.

Le tournevis est livré avec la poignée DERMATOMETM.

Un mode « SÉCURITÉ » peut être enclenché pour éviter toute mise en marche accidentelle.

Le DERMATOMETM peut être livré avec une boîte de stérilisation permettant de ranger tous les éléments pour la stérilisation.

Caractéristiques techniques

Classe IIb

CE123

Console d'alimentation 100 -240V

Dimensions de la console : 23,2 x 13,8 x 17cm

Poids de la console : 1,18 kg

Degré de protection : Classe 1 – IPX0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Type de protection : BF
DERMATOMETM pneumatique :
Poids : 0,737 kg
Dimensions : 21,6 cm x 13,2 cm
Vitesse : 4 000 trs/min
Tuyau double flux 3 mètres.

Livrée avec :

Dermatome Pneum. (+ access. et tuyau MA7)
Boîte de Stérilisation Dermatome Zimmer
Lames Stériles UU pour Dermatome Zimmer

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/17066-dermatome-pneumatique-kit-complet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com