

FICHE PRODUIT



Aspirateur Chirurgical électrique d'urgence sur chariot, Modèle ESV-12C

Référence : SOC-ESV-12C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Aspirateur conçu pour la chirurgie, les soins et l'urgence idéal dans toutes interventions sur terrain, véhiculaire sur ambulances, étant équipé de double alimentation : batterie interne rechargeable (autonomie 1..2 heures) et réseau 110..240V 50/60Hz

Il est disponible dans les versions

1. Sur chariot mobile à 5 branches, équipé avec :

-Roulettes antistatiques (2 avec freins) avec possibilité de loger 2 flacons de capacité 1, 2, 3 ou 4 litres.

-Flacon de sécurité

2. Sur base de table, possibilité de loger 1 flacon de capacité 1, 2 ou 3 litres.

3. Portable, avec flacon de 1 Litre

Flacons de recueil en Makrolon autoclavable ou en verre tempéré :

-de capacité 1 litre (version portable)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-1, 2 ,3 (version sur table).

-1, 2 ,3 et 4 litre (version sur chariot)

Débit max : 50 litre/min

Pression maximale : 850 mbar

Alimentation :

-Secteur 220V 50/60 Hz

-Batterie interne rechargeable 12V

Dimensions (sans chariot) 18x27x30 cm

Poids (sans chariot) 4,5 kg

Accessoires standard

Flacon de recueil 1 litre en makrolon autoclavable avec

-dispositif sécurité trop plein

-Filtre bactéricide

-Tuyau autoclavable en silicone

Chargeur 110..240V 50/60 Hz

Fusibles de rechange

Manuel emploi/maintenance

Accessoires optionnels

-Sac de transport

-Chariot.

-Flacon de sécurité

-Manche coupe-vidé

-Flacons en Makrolon de 2, 3 et 4 litres

-Flacons en verre tempéré de 1, 2 ,3 et 4 litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-60-lpm/17067-aspirateur-chirurgical-electrique-d-urgence-sur-chariot-modele-esv-12c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com