


FICHE PRODUIT

Réfrigérateur Médical (2°C-8°C) Pour banque de sang, Modèle MPC-5V516DL (516L)

Référence : SOC-230281

Description du produit

- DESCRIPTION

Le réfrigérateur **MPC-5V515D 2~8°C** est destiné à la mise en place et à la conservation de médicaments, vaccins, enzymes, hormones, cellules souches, ARN extrait et bibliothèques de gènes, ainsi que d'importants réactifs biologiques et chimiques.

Son double système de refroidissement unique est à la pointe de l'industrie. Il maximise non seulement la sécurité des articles stockés, mais dispose également d'un système d'exploitation intelligent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	MPC-5V516DL
Étagère/tiroir	6
Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à air forcé
Dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R600a
Puissance (kWh/24h)	3,9
Bruit (DB)	50db
Plage de température (°C)	2~8°C
Température ambiante (°C)	10~32°C
Compresseur brand/QTY	EMBRACO/2
Type de capteur	NTC
Contrôle de température	Microprocesseur

Affichage	Écran LCD
Tension/fréquence (V/Hz)	220/50Hz
Puissance (W)	350W
Courant (A)	2.1A
Matériau intérieur	Acier coloré pulvérisé
Matériau extérieur	Acier coloré pulvérisé
Isolation	PURF
Capacité (L/cu.ft)	516 L
Taille extérieure (W*D*H) (millimètres)	695*794*1993
Taille intérieure (W*D*H) (millimètres)	595*641*1475

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/17068-refrigerateur-medical-2-8-pour-banque-de-sang-modele-mpc-5v516dl-516l.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com