

FICHE PRODUIT



Moniteur Foetal, modèle FC1400

Référence : SOC-FC1400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Moniteur Foetal, modèle FC1400

Interface et diagnostic conviviaux

Écran LCD TFT 7" (800 X 480) avec fonctionnement tactile complet

10 touches de fonctions intuitives pour un flux de travail rationalisé

Graphiques et grands nombres pour faciliter la compréhension des données

Indication d'alarme INOP pour une reconnaissance plus facile des situations d'alarme physiologiques et techniques

Fonction de note d'entrée pour les annotations cliniques configurables par l'utilisateur jusqu'à 100 notes

Algorithme amélioré pour une collecte de données précise

Mise à zéro automatique du TOCO

Détection automatique des mouvements fœtaux

Excellente connectivité

Connexion filaire/sans fil au FC Central II, le système central de surveillance fœtale de Bionet jusqu'à 16 lits

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Lecteur de codes-barres USB pour l'enregistrement de l'identification du patient
Connexion du convertisseur Wi-Fi USB
Connexion d'imprimante réseau (Bionet recommandé uniquement)
Configuration réseau DHCP facile et conviviale

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/17094-moniteur-foetal-modele-fc1400.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com