

FICHE PRODUIT



Capinsert pour micrewtube-Arc en ciel 6 coloris panaches

Référence : SOC-CAP99

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description Polypropylène, à 11mm

Condition minimum de vente: 1 sac de 600 pièces

Codes couleurs: assortis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-a-vis-micrewtube/1710-capinsert-pour-micrewtube-arc-en-ciel-6-coloris-panaches.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com