

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur à vaccin 2-8°C, 100L Modèle MPC-5V100

Référence : SOC-381528

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Réfrigérateur spécialement conçu pour stocker des médicaments, des vaccins, et des produits biomédicaux.

Equippé d'un contrôleur de température intelligent, assurant un contrôle constant et précis de la température. Cela signifie que les produits médicaux et les vaccins stockés à l'intérieur du réfrigérateur seront conservés à la température appropriée pour maintenir leur efficacité et leur puissance.

Sécurité

- * Batterie de secours intégrée pour afficher la température et faire fonctionner le système d'alarme sonore et visuel jusqu'à 8 heures sans alimentation secteur.
- * Système d'alarme visuel et sonore : haute/basse température, alarme de panne de thermostat, alarme de panne de courant, porte entrouverte.
- * Protection contre les pannes de courant : activez le délai du système de refroidissement en cas de panne de courant, redémarrez la protection contre le délai.
- * Verrouillage du clavier, protection par mot de passe pour éviter de définir des paramètres au hasard.
- * Large plage de tension disponible : 198 V ~ 242 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

- * Plage de température réglable 2-8°C
- * Contrôle par microprocesseur , affichage numérique et réglage de la température avec un incrément de 0,1 °C Grand écran d'affichage numérique
- * Variation de température dans $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- * Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité
- * Compresseur spécialisé à haut rendement avec une fiabilité sur le terrain connue
- * Refroidissement à air forcé avec système de distribution d'air optimisé conçu.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/17100-refrigerateur-a-vaccin-2-8-c-100l-modele-mpc-5v100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com