

FICHE PRODUIT



Brassard adulte autoclavable double poche deux voies 67x17cm

Référence : SOC-552812

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Brassard adulte ; autoclavable; double poche, deux voies 67 x 17 cm

Description du brassard adulte autoclavable double poche, deux voies 67 x 17 cm

Brassard adulte; autoclavable; double poche ; deux voies 67 x 17 cm encore appelé Brassard garrot double poche silicone autoclavable conique adulte 67x17cm ou brassards nylon avec double poche en silicone autoclavable, avec embout Luer Lock mâle et bouchon pour le nettoyage et la stérilisation pour la chirurgie orthopédique et traumatologie, est un brassard qui ne contient pas de risque d'allergie au latex.

Caractéristiques techniques

- Poids unitaire (kg) : 0.51 kg
- Taille : 67 x 17 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brassards-pour-tensiometres/17103-brassard-autoclavable-double-poche-deux-voies-adulte-67x17cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com