

FICHE PRODUIT



Paillasse de laboratoire en acier, sans évier (Paillasse sèche 180*750cm)

Référence : SOC-872320

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTERISTIQUES :

1. Plan de travail en céramique de 15 mm
2. Acier
3. Couleurs personnalisables

Dimensions : 180*750*850cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/17110-table-de-laboratoire-en-acier-sans-evier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com