

FICHE PRODUIT

Paillasse de laboratoire (250*60cm) en acier inoxydable 304, avec évier

Référence : SOC-318740

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTERISTIQUES :

1. Matériau : Acier inoxydable 304
2. Robinet d'eau froide manuel avec tuyau d'évacuation
3. Couleurs personnalisables.

Dimensions :

250*60*90cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/17111-table-de-laboratoire-en-acier-inoxydable-304-avec-evier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com