

FICHE PRODUIT

Paillasse de laboratoire en acier (260*750* cm) avec module de lavage

Référence : SOC-232082

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES :

1. Plan de travail en céramique de 15 mm
2. Cadre en acier
3. Evier en PP avec robinet à bec triple et tuyau de drainage
4. Avec 2 prises de courant
5. Couleurs personnalisables

Dimensions :

* 260*750*850cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/17112-paillasse-de-laboratoire-en-acier-260-750-cm-avec-module-de-lavage-integre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com