

FICHE PRODUIT

Thermo Hygromètre Numérique 1,5 Volts modèle Pro TP49

Référence : SOC-845856

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Thermo Hygromètre Numérique 1,5 Volts modèle Pro TP49

Description du Thermo Hygromètre Numérique 1,5 Volts modèle Pro TP49

Un Thermo-hygromètre désigne un matériel électronique spécifié à la fois la température (généralement en °C) et l'humidité relative (en % du seuil de saturation). La mesure se fait au moyen de sondes adaptées, éventuellement à distance.

Caractéristiques du Thermo Hygromètre Numérique 1,5 Volts modèle Pro TP49

- **Rafrâichissement Rapide** : Le thermomètre intérieur numérique s'actualise toutes les 10 secondes pour vous tenir au courant des derniers changements dans les lectures de température et d'humidité.
- **Indicateur de Niveau de Confort** : Le thermomètre intérieur comporte 3 types d'icônes de sourire qui affichent simultanément les différents niveaux de température et d'humidité, il vous permet de garder un œil sur votre santé et votre confort à la maison : humide, confort, sec en un coup d'œil.
- **Réponse Précise et Rapide** : Le thermomètre intérieur à air permet au flux d'air de circulaire à

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

travers les orifices de ventilation et vous donne les données rapides et précises dans le temps, il mesure la plage de température de -50 à 70 degrés Celsius et l'humidité varie de 10 à 99 pourcentage d'humidité relative, ainsi, vous pouvez régler le chauffage ou la base de l'humidificateur sur les lectures de température et d'humidité.

- **Basse Consommation Énergétique** : Grâce à l'affichage à faible consommation d'énergie, le thermomètre maison pièces ambiantes peut fonctionner pendant au moins un an et demi ; Grâce à la combinaison de l'affichage de l'humidité et de l'indicateur de confort de l'air,
- **Facile à lire** : Les gros chiffres clairs du hygromètre intérieur de bureau sont faciles à lire sur l'écran LCD; De plus, il dispose d'un support, d'un support magnétique et d'une fente de montage à l'arrière, vous permettant de le placer automatiquement n'importe où. Vous pouvez basculer entre l'affichage Celsius ou Fahrenheit à volonté; Le thermomètre intérieur maison peut rendre vos données de température ou d'humidité de l'air intérieur claires en un coup d'œil.
- **Couleur** : Blanc
- **Dimensions de l'article L x l x H** : 6 x 3,8 x 6 centimètres
- **Tension** : 1,5 Volts

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreur-de-temperature/17115-thermo-hygrometre-numerique-1-5-volts-modele-pro-tp49.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com