


FICHE PRODUIT

Kit d'obturation Dentaire pour Réparation de Dents

Référence : SOC-695545

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Kit d'obturation Dentaire pour Réparation de Dents

Description Kit d'obturation Dentaire pour Réparation de Dents

Fausse Dent en Résine Acrylique Dent Artificielle-Incislve du Haut pour Réparation de Dents, 2 Paquets x 6 Dents (A3)

Spécifications techniques du Kit d'obturation Dentaire pour Réparation de Dents :

Couleur : A2, A3

Durété Vickers □-22HV

Résistance à la Flexion □-125 mpa

Portabilité □-4,5 ml

Lot de 2 x Dents antérieures G419 (6 dents)

Dents en résine acrylique, pour perte de dents, usage oral et prothèse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Convient pour l'étude dentaire, la perte de dents et la pratique.

Convient à une variété de morphologies occlusales en forme de crête.

Dents artificiels en acrylique - teinte A2 A3.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-dentaire-professionnel/17116-kit-d-obturation-dentaire-pour-reparation-de-dents.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com