

FICHE PRODUIT

Paillasse de lavage mural, 2 bassins

Référence : SOC-157832

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Paillasse à 2 bassins entièrement en acier inoxydable.

Dimensions (mm) : 1200*600*800 + 100 (doresset)

Epaisseur: 201SS/0.8MM

Evier 450*450*280mm

Poids : 32Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/17118-paillasse-de-lavage-mural-2-bassins.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com