

FICHE PRODUIT

Table de travail réglable (910*610mm) en acier inoxydable

Référence : SOC-160680

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Table de travail réglable en acier inoxydable 201SS 0.8mm d'épaisseur,

Dimensions: 910*610*800mm

Poids: 10Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/17120-table-de-travail-reglable-910-610mm-en-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com