

FICHE PRODUIT

Chariot mortuaire élevateur avec système hydraulique, Modèle YS-C3H

Référence : SOC-548931

Points forts

- délais : Sur commande

Description du produit

- DESCRIPTION

Le Chariot YS-C3H est utilisé pour la chambre mortuaire. Il permet le transport facile de cadavre du réfrigérateur mortuaire. son système hydraulique manuel permet le réglage facile de la hauteur du chariot.

Tout en acier inoxydable et ne rouille pas.

CARACTERISTIQUES :

* **Modèle** : YS-C3H

* **Hauteur variable** : 40cm ~150cm

* **Matériau** : Acier inoxydable 304

* **Taille du corps** :1940*610 mm (personnalisable en fonction de la taille) Plateau de corps séparé avec une épaisseur de 1,00 mm

* **Charge maximum** : 150KG

* **Roues** : Quatre roues dont deux avec freins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* **Taille d'emballage** : 2090*770*340mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/17127-chariot-mortuaire-elevateur-avec-systeme-hydraulique-modele-ys-c3h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	Sur commande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com