

FICHE PRODUIT

Table Mobile D'autopsie En Inox, Modèle YS-AT101

Référence : SOC-987463

Points forts

- délais : Sur commande

Description du produit

• DESCRIPTION

Le Chariot mobile d'autopsie YS-AT101 est doté de roues revêtues de poudre non corrosives et résistantes, pendant un transport facile. Une roulette est verrouillée pour faciliter la mobilité .

Lorsqu'elles sont actives, les roulettes peuvent être verrouillées en place.

CARACTERISTIQUES :

- * **Modèle:** YS-AT101
- * **Capacité de chargement :** 150KG
- * **Dimensions:** Largeur 107 cm x Longueur 213 cm x Hauteur 93 cm
- * **Matériau:** Acier inoxydable 304

Avec système de levage manuel

Plan de travail avec trou d'évacuation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/17128-table-mobile-d-autopsie-en-inox-modele-ys-at101.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	Sur commande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com