

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie, Modèle YS-Z2

Référence : SOC-YS-Z2304

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La table d'autopsie YS-Z2 est une table de parage économique, idéale pour les petits et les grands laboratoires. La table YS-Z2 est dotée d'un grand évier à compartiment unique qui permet de manipuler facilement et commodément les échantillons et/ou les récipients de grande taille. Les fonctions optionnelles de rinçage du périmètre et de rinçage par pulvérisation manuelle assurent la propreté du poste de travail. La construction simple permet une nécropsie propre, sûre et efficace. La capacité de charge est de 180 kg.

Caractéristiques de la Table d'embaumement en acier inoxydable

Plateau de table : Le plateau de table est construit en acier inoxydable 304. Le plateau est plié vers l'évier.

Robinetterie avec bec pivotant : Le robinet chaud/froid est équipé d'un casse-vide et d'un mitigeur à levier unique.

Caractéristiques optionnelles de la Table d'embaumement en acier inoxydable YS-Z2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Élimination : Élimination à usage intensif

Rinçage par pulvérisation manuelle : pulvérisateur manuel en laiton avec tête de pulvérisation douce pour un rinçage contrôlé de la surface de travail.

Système de rinçage du périmètre de la table : Assure un rinçage cohérent, sur trois ou quatre côtés, de la surface de travail.

Il élimine virtuellement l'accumulation de débris et de fluides dans la zone de dissection. Valve de contrôle incluse pour le réglage du débit d'eau

Dimension de l'Évier : Largeur 75 cm x Longueur 214 cm x Hauteur 85 cm

Matériau : Acier inoxydable 304

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/17130-table-d-autopsie-modele-ys-z2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com