

FICHE PRODUIT

Chariot mortuaire avec couvercle, Modèle YS-AT106

Référence : SOC-YS-AT106

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le chariot mortuaire en acier inoxydable YS-AT106 est conçu pour la dissection des cadavres et comprend un plateau encastré qui élimine le besoin d'un plateau pour les cadavres. Construite avec une pente de 1", la table se draine vers une extrémité et dans un seau de drainage optionnel qui est suspendu sous le cadre qui est suspendu sous le châssis. Deux couvercles à charnières sont fournis pour dissimuler le cadavre de manière discrète.

Pendant la dissection, les couvercles à charnière se verrouillent proprement et solidement sous la table et hors du chemin. Une vanne d'arrêt en PVC est située sous le drain pour arrêter l'écoulement des fluides lors de la vidange du seau.

Caractéristiques standard

Plateau de table : Le plateau de la table est entièrement soudé et fabriqué en acier inoxydable.

Châssis inférieur : Châssis inférieur robuste, de type "U" avec soudure structurelle continue. Le matériau utilisé est de l'acier inoxydable 304.

Roulettes : Les roulettes sont des roues pivotantes très résistantes, équipées de verrous pivotants

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

et de freins de roue.

Châssis :Le cadre est constitué de quatre pieds verticaux, de deux tubes de soutien transversaux et de deux tubes de soutien latéraux.

Capot : Les embouts du capot sont pourvus d'une soudure continue.

Loquets de pivotement : Des loquets de pivotement sont prévus pour maintenir en toute sécurité le capot ouvert sous la table pendant l'utilisation.

Capacité de charge : 180 KG

Dimensions: Largeur 8176cm x Longueur 218 cm x Hauteur de la table 91 cm (Hauteur du couvercle 121 cm)

Matériau : Acier inoxydable 304

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/17132-chariot-mortuaire-avec-couvercle-modele-ys-at106.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com