

FICHE PRODUIT

Agitateur rotatif à tubes, Modèle SB3

Référence : SOC- ARSB3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'agitateur rotatif SB3 permet de mélanger efficacement les échantillons sanguins et les garder en suspensions. Il est idéal pour l'aération de cultures et les applications de mélange classiques. Il dispose d'un plateau intégré qui permet de contenir les éclaboussures des tubes en rotation. L'agitateur rotatif propose en option un double support qui permet d'utiliser deux supports pour tubes simultanément. Il est aussi doté d'un minuteur et d'un affichage de vitesse pour permettre une reproductibilité précise des conditions d'agitation et optimiser les résultats.

Spécifications techniques

- Vitesse de rotation (tours / min.) : Variable : 2 à 40
- Contrôle de vitesse : Digital
- Minuteur : Oui - jusqu'à 999 minutes
- Dimensions de l'appareil L x l x h (mm) : 200 x 270 x 230
- Alimentation électrique (V / Hz / W) : 230 / 50 / 50
- Poids (Kg) : 3,2

NB : Les supports tambours sont vendus séparément.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/17136-agitateur-rotatif-a-tubes-modele-sb3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com