

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32 A

Référence : SOC-120632A

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse haute vitesse

Description du produit

- Description

La centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32 A est un appareil polyvalent et robuste, ce qui fait d'elle une référence pour le travail en laboratoire. Cette centrifugeuse de paillasse se programme simplement et peut accueillir par cycle de centrifugation jusqu'à 6 tubes de 94 ml, 40 tubes de prélèvements sanguins ou 8 tubes coniques 50 ml.

La centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32 A s'adapte à tous les domaines d'applications (clinique, agroalimentaire, hôpitaux...) grâce à son large choix d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES**Capacité maximum:**

-4 x 100 ml | 6 x 94 ml (IVDR)

-8 x 50 ml (MDR)

ACR MAX.:

-4.226 (IVDR)

-3.904 (MDR)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse Maximum (RPM):

-6.000 min-1

POIDS:

-23 kg

REFROIDISSEMENT:

-ventilé

DIMENSIONS (L x P x H):

-366 x 430 x 257 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/17137-centrifugeuse-de-paillasse-rotofix-32-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse haute vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com