

**FICHE PRODUIT**



## Sac d'isolement ou champ opératoire 3M STERI DRAPE 50x 50 cm, Modèle 1003

Référence : SOC-UCHA101

**Points forts**

- délais : 5 Jours

### Description du produit

La pellicule du champ est durable et résistante à la pénétration de liquide de manière à sécuriser le contenu, tout en étant assez douce pour les organes et les tissus

La pellicule transparente permet de voir le contenu pour plus de commodité et pour faciliter l'utilisation

La grande taille est utile pour une variété d'applications et d'interventions dans la salle d'opération

**Conditionnement: Lot de 10**

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit


<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/17138-sac-d-isolement-ou-champ-operatoire-3m-steri-drape-50x-50-cm-modele-1003.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur  |
|-----------------|---------|
| delais          | 5 Jours |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)