


FICHE PRODUIT



SWISS LITHOCLAST MASTER contre les calculs renaux

Référence : SOC-FT128

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTIF

Le Swiss LithoClast® Master, unique en son genre, est la combinaison idéale d'ultrasons et de lithotripsie pneumatique, parfaitement adaptée à toutes les modalités de traitement.

Taux élevés sans pierre

Jusqu'à 95 % pour les calculs urétéraux par lithotritie pneumatique

Jusqu'à 90 % pour les procédures PNL utilisant la lithotritie combinée

Fragmentation rapide

Le mode combiné avec le Swiss LithoClast® Master élimine les calculs deux fois plus vite que les lithotriteurs à ultrasons seuls

Durée de fonctionnement plus courte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La lithotripsie pneumatique avec le Swiss LithoClast® fragmente les calculs en moyenne plus rapidement que le laser Holmium

Effet pneumatique pour une fragmentation grossière rapide

Lithotripsie ultrasonique puissante pour une fragmentation et une pulvérisation fines

Utilisation simultanée des deux technologies pour une action démultipliée

Aspiration contrôlée pour une évacuation complète des fragments de pierre

Efficacité scientifiquement prouvée

- Expérience clinique avec une nouvelle combinaison ultrasons et LithoClast® pour la litholapaxie percutanée R. HOFMANN, P. OLBERT, J. WEBER, S. WILLE et Z. VARGA Département d'urologie et d'urologie pédiatrique, Faculté de médecine, Philipps Universität Marburg, Allemagne

- Efficacité clinique d'un lithotripteur pneumatique et ultrasonique combiné : Le LithoClast® ultra. Pietrow, Paul, Brian K. Auge, Pei Zhong et Glenn M. Preminger Duke University Medical Center, 1572D White Zone, DUMC 3167 Durha

En Option

(DW-030) Swiss LithoCart

(DW-007 Compresseur 220V DT-059 StoneCatcher (stérile, 10x)

(FT-184) SWISS LITHOPUMP®

(EP-035) Ensemble de bouches à double aspiration réutilisables

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17139-swiss-lithoclastr-master.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com