

**FICHE PRODUIT**

## Congélateur -(40 à 86°C ) 338L modèle BDF-86V338

Référence : SOC-865338

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

- Description

- **Compresseur** : 2 ensembles
- **Condenseur et évaporateur** : En cuivre

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-86-c/17145-conglateur-40-a-86-338l-modele-bdf-86v338.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)