

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire (2-8°C) 238L modèle BPR-5V238 (220V,50HZ)

Référence : SOC-523850

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Réfrigérateur de laboratoire (2-8°C) 238L modèle BPR-5V238 (220V,50HZ)

Description du Réfrigérateur de laboratoire (2-8°C) 238L modèle BPR-5V238 (220V,50HZ)

- **Modèle** : BPR-5V238
- **Taille externe (L*P*H) mm** : 580*575*1810
- **Contenance** : 238L
- **Temp. Gamme** : 2°C~8°C
- **Temp. Précision** : 0.1°C
- **Système de contrôle** : Contrôle par microprocesseur, affichage LED grand écran
- **Alarme** : Alarme sonore et visuelle pour : haute et basse température, alarme de panne de courant, porte entrouverte, panne de thermostat
- **Type de réfrigération** : Système de réfrigération à air pulsé
- **Réfrigérant** : R600a, sans CFC

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Condenseur et évaporateur** : Condenseur à tubes Bundy
- **Dégivrage** : Dégivrage manuel Dégivrage automatique
- **Construction** : Structure (Conception Unicorp & Moussage Mono-assemblage (Matériau isolant en polyuréthane rigide))
Matériel Interne (Feuille d'aluminium gaufrée) ; Matériel Externe (Plaque d'acier de pulvérisation)
- **Étagère** : 4 pièces
- **Porte** : Porte vitrée avec chauffage électrique
- **Consommation** : 162W
- **Source de courant** : AC220V+10%, 50/60Hz (uniquement pour BPR -5V118), AC110/220V+10%, 50/60Hz
- **Accessoire standard** : Lampe LED, port USB, port d'accès à la sonde (BPR-5V628 & BPR-5V968)
- **Accessoire en option** : Enregistreur de température, imprimante de température (le port USB ne peut pas être sélectionné en même temps), port d'accès à la sonde
- **Taille du colis (L*P*H)mm** : 670*650*1870
- **Poids brut** : 68kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-pharmacie-2-8/17148-refrigerateur-de-laboratoire-2-8-238l-modele-bpr-5v238-220v-50hz.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com