

FICHE PRODUIT



Releveur de paupières DESMARRES 9 x 12mm, 14cm en acier inox

Référence : SOC-470212

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Releveur de paupières DESMARRES 9 x 12mm, 14cm, en acier inoxydable

Dimension : 9 x 12mm, 14cm,

Matière : en acier inoxydable

Poids : 0.25kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-instruments-pour-l-ori/17159-releveur-de-paupieres-desmarres-9-x-12mm-14cm-en-acier-inox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com